



Kloridstandardlösning, 100 mg/L, 1 L

Produktnr: 2370853
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösningar för jonselektiv elektrod (ISE) till laboratorieanalys

ISE-standardlösning. Klorid, 100 mg/L ± 1 mg/L Cl^- (NIST). 1 L-flaska

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Det är viktigt att alltid kunna lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta ISE-mätningar är god hantering och kalibrering av de jonselektiva elektroderna.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Koncentration:	100 mg/L ± 1 mg/L Cl^-
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Klorid
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	1 L