



Ampuller, m-TGE/TTC-buljong, plast, 50/förp.

Produktnr:	2428450
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

M-TGE med TTC, plastampuller 2 mL. 50/förp.

Kompleta lösningar för testning av rekreativsvatten

Hach erbjuder en mängd olika medier och apparater för att tillgodose alla dina behov av rekreationstestning.

Kompleta lösningar för testning av avloppsvatten

Hach har förberett medier och praktisk utrustning för att göra testning av avloppsvatten och icke drickbart vatten snabb och enkel.

Kompleta lösningar för testning av dricksvatten

Oavsett vilken metod en kund väljer för undersökning av dricksvattenprover har Hach förberett medier och praktisk utrustning för att göra testningen enkel och snabb.

Specifikationer

Material:	Plast
Media Type:	m-TGE/TTC-buljong
Volym/förpackningsstorlek:	50 50/förp.