



Reagenssats, koppar, fritt och totalt

Produktnr:

2439200

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



För mätning av fritt och komplext (kelatbildat) koppar med bicinkoninatmetoden. Område: upp till 5,00 mg/L. Satsen innehåller: kuddar med reagenspulver för fritt koppar och kuddar med hydrosulfitpulver för 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Mätområde:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Metodnamn:	Bicinkoninat
Plattform:	Powder Pillows