



Reagenset, nedbrytning av fosfor

Produktnr:

2459000

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



För nedbrytning av syrapersulfatprover för mätning av totalt fosfor (fosfat) med hjälp av fotometriska Hach-metoder. Kräver ytterligare reagens för mätning av det reaktiva fosfor som genereras genom nedbrytningen. Satsen innehåller kuddar med kaliumpersulfatpulver, natriumhydroxidlösning (5,0 N) och svavelsyra (5,25 N). Cirka 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla
Mätområde:	0,06 - 3,50 mg/L
Metodnummer:	8190
Plattform:	Reagent Set
Uppslutning krävs:	Ja