



Reagenssats för kväve-nitrat, LR, 5 mL prov

Produktnr:

2460800

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



För mätning av kvävenitrat med kadmiumreduktionsmetoden. Provstorlek: 5 mL. För visuella testsatser. Reagenssatsen innehåller: kuddar med NitraVer 3-pulver och kuddar med NitraVer 6-reagenspulver för 100 tester.

Specifikationer

Mätområde:	0,01 - 0,50 mg/L NO ₃ --N
Metodnamn:	Kadmiumreduktion
Specialfunktioner:	Nitratreagenssats, LR, PAN, 5 mL