



Förvaringslösning, ISENH3181, 500 mL

Produktnr: 2541249
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Används som en konditioneringslösning mellan prover

Konditioneringslösning för jonselektiv elektrod för ammoniak (ISENH3181), 500 ml flaska används som en konditioneringslösning mellan prover.

Denna lösning är avsedd att användas mellan provtagningar. Den hjälper till att återställa det interna pH-värdet och ger snabbare och mer exakta avläsningar.

Observera: Denna lösning **ska inte** användas för förvaring (över natten eller längre), se handboken för ISENH3181-elektroden.

Specifikationer

Beskrivning:	ISENH3181
Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Plattform:	Lösning
Solution Type:	Förvaring
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL

Obligatoriska tillbehör

- Ammoniakstandardlösning, 1 000 mg/L, 1 L (Item 2354153)