



Kuddar med reagenspulver, ftalat-fosfat, 10 mL, 100/förp.

Produktnr:

2615199

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av låga nivåer av nickel och kobolt med PAN-metoden. Hach-metod 8078. Provvolum: 10 mL. Förpackning med 100 pulverkuddar. Ersättningsreagens för kobolt/nickel reagenssats - 2651600.

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Ftalat-fosfatpulverkuddar
Metodnamn:	PAN
Plattform:	Powder Pillows