



Pipett, volumetrisk, klass A, certifierad, 10 mL, 6/förp

Produktnr:	2636168
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Glaspipetter av klass A som är serialiserade och kalibrerade för leverans. Alla levereras med identifierings- och kapacitetscertifikat. Märkt med ett "A" för att beteckna överensstämmelse med ASTM E969.

Specifikationer

Kapacitet :	10 mL
Volym/förpackningsstorlek:	6 /förp.