



Kalibreringssats, Stablcal turbiditetsstandarder, 2100N/N IS turbidimeter, 100 mL-flaskor

Produktnr:

2662110

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Stablcal kalibreringssats för standardlösning, för 2100N och 2100N IS laboratorieturbidimetrar. USEPA-godkänd för kalibrering. StablCal stabiliserade standardlösningar med formazin för turbiditetsmätning, innehåller formazin i olika koncentrationer och kan användas i alla turbidimetrar. Satsen innehåller 100 mL-flaskor med <0,1, 20, 200, 1 000 och 4 000 NTU-standardlösningar.

Exakta, färdigblandade formazinlösningar

Med patenterade tillverkningsteknik bereder Hach Stablcal-standardlösning för exakta koncentrationer med en mängd olika koncentrationer – vilket ger korrekta turbidimeterkalibreringar.

Baserade på primära standardlösningar med formazin

Stablcal stabiliserad standardlösning med formazin innehåller samma ljusspridningspolymer som traditionell formazinbaserad turbiditetsmätning – och uppträder likvärdigt.

Bättre stabilitet spar tid och arbete

När primära standardlösningar med formazin kan beredas direkt i labet är processen arbetskrävande och tidsödande – och utspädda standardlösningar är inte stabila. Stablcal är en stabil version av formazin – som ger reproducerbara resultat, utan den tid och ansträngning som krävs för labberedda standarder.

Tillförlitliga resultat

Hach var först med att tillämpa formazin som en turbiditetsmätning i dricksvattensindustrin, för mer än 40 år sedan. Stablcal-standarder är baserade på flera decenniers erfarenhet av turbiditetsmätning.

Specifikationer

Koncentration: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Volym/förpackningsstorlek: set med 5