



Sekundär SpecCheck-gelstandardsats - fluorid, 0 - 2,0 mg/L F

Produktnr: 2712500
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Fasta gelstandarder som är klara för användning, för instrumentverifiering i laboratoriet och på fältet.

Satsen omfattar fyra flaskor fyllda med geler som simulerar testfärgen vid olika koncentrationer.

Specifikationer

Instrument:	Alla utom serierna DR/3000, DR 900 och DR/800
Koncentration:	0 - 2.00 mg/L F
Metodnamn:	SPADNS