



pH-förvaringslösning (3M kaliumklorid), 50 mL

Produktnr: 2756559
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Påfyllningslösning för elektrodreferenselement, kaliumklorid (KCl), 3 M, 50 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Formula:	KCl 3M
Plattform:	Lösning
Solution Type:	Påfyllning
Volym/förpackningsstorlek:	50 mL