



Chlorine Dioxide Reagent Set, DPD Glycine Accuvac Ampules

Produktnr:

2771000

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 2770900

For determination of Chlorine Dioxide by the DPD Glycine method, using Accuvac Ampules. USEPA accepted for reporting for drinking water analysis using Hach Method 10126. Range: 0.04 - 5.00 mg/L ClO_2 . Reagent set includes DPD Free Chlorine Accuvac Ampules and Glycine Reagent for 25 tests.

Boric Acid free!

Specifikationer

Antal tester :	25
EPA compliant:	Ja
Instrument:	All
Mätområde:	0.04 - 5.00 mg/L ClO_2
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	10126
Parameter:	Chlorine Dioxide