



Standardlösning, totalt organiskt kol (TOC), 1 000 mg/L C, 5/förp – 20 mL

Produktnr:

2791505

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

För noggrannhetskontroller vid mätning av totalt organiskt kol (TOC). 1 000 mg/L som C. 20 mL förseglade ampuller. 5/förp.

Specifikationer

Beskrivning:	TOC-standardlösning (KHP-standard)
Koncentration:	1 000 mg/L C
Plattform:	Lösning