



m-HPC-agar, 15/förp.

Produktnr:	2811415
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

m-HPC-agarplattor, 15/förp. Heterotrof plattberäkning (HPC), tidigare känt som standardplattberäkning, är en procedur för uppskattning av antalet levande heterotrofa bakterier i vatten. Det här testet kan ge användbar information om vattenkvalitet och stödjande data om vikten av testresultat av kolibakterier. Höga koncentrationer av den allmänna bakteriepopulationen kan förhindra återvinning av kolibakterier.

HPC är användbart för att bedöma effektiviteten hos olika behandlingsprocesser för både dricksvatten och simbassänger, och för att kontrollera kvaliteten på det färdiga vattnet i ett distributionssystem.

Parameter: Heterotrof plattberäkning. Metod: m-HPC (MF). Källhänvisningar: SM 18th 9215 A, D. Hach Method: 8074.

Specifikationer

Material:	Plast
Media Type:	m-HPC
Volym/förpackningsstorlek:	15 15/förp.