



Be Right™



m-TEC, modifierade, förberedda agarplattor, 15/förp.

Produktnr: 2811815
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

m-TEC, modifierade, förberedda agarplattor för kromogen detektion av E. coli i vatten. Används med urea för isolering och räkning av värmetolerant Escherichia coli från vatten. (m-TEC är en förkortning för membrantolerant E. coli). Röda eller magentafärgade kolonier visar E. coli i provet. En bekräftelseprocedur krävs inte för den här metoden.

Selektiv och differential för Escherichia coli

selektiv och differential för koliforma bakterier

Specifikationer

Material:	Plast
Media Type:	m-TEC
Volym/förpackningsstorlek:	15 /förp.