



## Plastampuller, pseudomonas-buljong, 50/förp.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b>     | <b>2812250</b> |
| SEK Pris:             | Kontakta oss   |
| Skickas inom 2 veckor |                |

Pseudomonas-buljong i plastampuller 2 mL. För detektion av pseudomonas-arter. 50/förp.

### Kompletta lösningar för testning av rekreationsvatten

Hach erbjuder en mängd olika medier och apparater för att tillgodose alla dina behov av rekreationstestning.

### Kompletta lösningar för testning av avloppsvatten

Hach har förberett medier och praktisk utrustning för att göra testning av avloppsvatten och icke drickbart vatten snabb och enkel.

### Kompletta lösningar för testning av dricksvatten

Oavsett vilken metod en kund väljer för undersökning av dricksvattenprover har Hach förberett medier och praktisk utrustning för att göra testningen enkel och snabb.

---

## Specifikationer

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Material:                  | Plast               |
| Media Type:                | Pseudomonas-buljong |
| Volym/förpackningsstorlek: | 50 50/förp.         |