



## Plastampuller R2A, 50/förp.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b>         | <b>2812350</b> |
| SEK Pris:                 | Kontakta oss   |
| Inget leveransdatum anges |                |

R2A-buljongampuller, plast

R2A-plastampuller för detektering av stressade heterotrofa bakterier, 50/förp.

### Kompletta lösningar för testning av rekreationsvatten

Hach erbjuder en mängd olika medier och apparater för att tillgodose alla dina behov av rekreationstestning.

### Kompletta lösningar för testning av avloppsvatten

Hach har förberett medier och praktisk utrustning för att göra testning av avloppsvatten och icke drickbart vatten snabb och enkel.

### Kompletta lösningar för testning av dricksvatten

Oavsett vilken metod en kund väljer för undersökning av dricksvattenprover har Hach förberett medier och praktisk utrustning för att göra testningen enkel och snabb.

---

## Specifikationer

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Material:                  | Plast     |
| Media Type:                | R2A       |
| Volym/förpackningsstorlek: | 50 /förp. |