



Standard för kvalitetskontroll av oorganiska ämnen i dricksvatten, 500 mL

Produktnr: 2833049

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Standard för kvalitetskontroll av oorganiska ämnen i dricksvatten. Klar att använda. Ingen utspädning krävs. Blandad standard innehåller: fluorid: 1 mg/L F^- , nitrat: 2 mg/L NO_3^- -N, fosfat: 2 mg/L PO_4^{3-} , sulfat: 50 mg/L SO_4^{2-} . 500 mL flaska.

Specifikationer

Beskrivning:	Oorganiska ämnen i dricksvatten, blandad standard för QC-parameter
Koncentration:	Fluorid 1 mg/L F^-
Plattform:	Lösning