



Kvalitetskontrollstandard för hårdhet, högt område, 500 mL

Produktnr:

2833349

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Klar att använda - ingen utspädning krävs. Blandad standard innehåller: total hårdhet: 1000 mg/L som CaCO₃, kalciumhårdhet: 500 mg/L som CaCO₃. 500 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:

Hög hårdhet, blandad standard för QC-parameter

Koncentration:

Kalciumhårdhet 500 mg/L CaCO₃

Plattform:

Lösning