



Kvalitetskontrollstandard för syrebehov, 16/förp. - 10 mL Voluette-ampull

Produktnr:	2833510
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Klar att använda - ingen utspädning krävs. Kvalitetskontrollstandard för syrebehov. BOD - 396 mg/L. COD - 617 mg/L. TOC - 245 mg/L.

Specifikationer

Beskrivning:	Syrebehov, blandad standard för QC-parameter
Koncentration:	BOD till 396 mg/L
Plattform:	Lösning