



Standard för kvalitetskontroll av metaller i dricksvatten, högt område, 500 mL

Produktnr:	2833649
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Klar att använda - ingen utspädning krävs. Blandad standard innehåller: koppar: 2,5 mg/L Cu, järn: 1,5 mg/L Fe, mangan: 5 mg/L Mn. 500 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:	Metaller i dricksvatten (högt område), blandad standard för QC-parameter
Koncentration:	Koppar: 2,5 mg/L Cu
Plattform:	Lösning