



Natriumstandardlösning, 10 mg/L Na, 1 L

Produktnr:	2835153
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

NaCl-standard, 10 mg/L Na, 1 L. För Polymetron 9240- och 9245-analysatorer.

Specifikationer

Instrument:	9245 & 9240
Koncentration:	10 mg/L Na
Lagringsförhållanden:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Parameter:	Sodium
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	1 L 1 L