



Be Right™



Buffertlösningssats, färgkodad, pH 4,01, pH 7,00 och pH 10,01, 500 mL

Produktnr: 2947600
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Spara när du köper 3-pack med pH-buffertar!

Standardlösning för pH-buffert till kalibrering av pH-elektrod. Förpackning med 3 färgkodade pH-buffertar. pH är $\pm 0,02$ pH-enheter. 500 mL-flaskor med pH 4,01, 7,00 och 10,01

33 % lägre kostnad jämfört med köp av enstaka flaskor

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
pH Värde(n):	4,01, 7,00 och 10,01 $\pm 0,02$ pH vid 25 °C
Serviceintervall:	(se separat)
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL