



## Standardlösning för konduktivitet, 12 890 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , KCl, 500 mL

**Produktnr:** 2974449  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Inget leveransdatum anges**

### Standardlösningar för konduktivitet till laboratorie- och fältanalyser

Standardlösningar för konduktivitet. 12 890  $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10\%$  vid 25 °C, 7 455 mg/L  $\pm 10\%$  som kaliumklorid (KCl) (0,1M). 500 mL-flaska.

#### Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

#### Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta konduktivitetsmätningar är god hantering och kalibrering av konduktivitetscellen.

#### Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

---

### Specifikationer

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning:               | Standardlösning för konduktivitet                                                                          |
| Formel:                    | KCl                                                                                                        |
| Koncentration:             | 12 890 $\mu\text{S}/\text{cm}$ vid 25 °C $\pm 10\%$ vid 25 °C                                              |
| Lagringsförhållanden:      | 10–25 °C (skyddas mot ljus)                                                                                |
| NIST-spårningsbar:         | Ja                                                                                                         |
| Package settings:          | Flaska                                                                                                     |
| Parameter:                 | Konduktivitet                                                                                              |
| Plattform:                 | Lösning                                                                                                    |
| Specialkommentarer:        | Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader |
| Volym/förpackningsstorlek: | 500 mL                                                                                                     |