



Standardlösning med naturligt vatten, 3 000 ppm total mängd lösta fasta ämnen (TDS), 50 mL

Produktnr: 2974826
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Standardlösningar för konduktivitet till laboratorie- och fältanalyser

Standardlösning med naturligt vatten. 40 % natriumsulfat/40 % natriumbikarbonat/20 % natriumklorid. TDS: 3 000 ppm $\pm$ 30 ppm, konduktivitet: 3 960 μ S/cm $\pm$ 39,6 μ S/cm vid 25 °C. 50 mL droppkorksflaska.

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta konduktivitmätningar är god hantering och kalibrering av konduktivitetscellen.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	TDS/lösning för konduktivitetsskalibrering
Formel:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl
Koncentration:	3 000 ppm $\pm$ 30 ppm
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
Parameter:	TDS
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	50 mL