



Be Right™



Fosfatbuffertlösning med pH 7,2 för BOD, 500 mL

Produktnr: 43149
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Spädvatten för fastställande av biologiskt syrebehov, pH 7,2

Specifikationer

Applikation:	Förberedning av spädvatten
Beskrivning:	Konventionell metod
Formel:	Fosfatbuffert pH 7,2
Package settings:	Flaska
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL