



Pulverkuddar med jonstyrkejusterare (ISA) för natrium/ kalium, 100

Produktnr:

4451569

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Jonstyrkejusterare (ISA) för natrium-/kaliummätningar med metoden med jonselektiv elektrod (ISE). Pulverform förhindrar utspädning av prover. Idealisk för avläsning av låga natrium-/kaliumnivåer. Eliminera de flesta störningar. Förpackning med 100 pulverkuddar.

Specifikationer

Koncentration:	ISA
Package settings:	Pulverkuddar
Parameter:	Natrium
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.