



Väska med multitestsetsats (147 x 224 x 171 mm), blå polypropylen

Produktnr:

4660200

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Hållbar väska i blå polypropylen som gör det enkelt att transportera utrustning för fälttest.

Handtaget är infällt i locket för enkel stapling

Innehållet bärs i upprätt läge

Med nedsänkta, platta områden för märkning

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Höjd :	5.8 in
Kapslingstyp:	D