



Klorineringslösning för fritt ammoniak, 4 mL SCDB

Produktnr:

2877436

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Förbättrat reagens för mätning av fritt ammoniak med indofenolmetoden. **Ersätter 2877336.**

Kräver ny procedur (se fliken Reagens/procedur) och uppdatering av instrumentprogramvara. Se Filhämtningar>Övrigt>Produktmeddelande - monokloramin och fritt ammoniak

Hach metod 10201, 4 mL fristående droppflaska (SCDB). Del av reagenssats 2879200.

Specifikationer

Metodnamn:	Indofenol
Metodnummer:	10200
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	4 mL