



Be Right™



## COD-kyvetttest, 15 - 150 mg/L, för laboratorieroboten AP3900

Produktnr:

APC314

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



### Hach APC-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

100 kyvetter utformade för användning med laboratorieroboten AP3900.

Mätområde: 15 - 150 mg/L O<sub>2</sub>.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i 4 förpackningar med 25 kyvetter vardera. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

#### Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet, den låga reagensmängden och medföljande tjänst för avfallshantering/återvinning

#### Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk testidentifiering i fotometern, inklusive batchnummer, dokumenterad hållbarhetstid, Hachs Truecal-funktion och COA via RFID-teknik

#### Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

---

### Specifikationer

Antal tester :	100
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	15 - 150 mg/L O <sub>2</sub>
Metodnamn:	Dikromat
Parameter:	COD
Plattform:	APC
Serviceintervall:	23 månader från tillverkningsdatum