



Be Right™



Totalt klor Chemkey-reagenter (300 tester)

Produktnr:	8499400
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Totalt klor Chemkeys, område 0,04 - 10 mg/L Cl₂. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA). 12 lådor med 25 tester (300 tester totalt).

Specifikationer

Instrument:	SL1000
Mätområde:	0,04 - 10 mg/L Cl ₂
Metodnummer:	10260
Parameter:	Totalt klor
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	300/förp.