



Total ammoniak Chemkey-reagenter (25 tester)

Produktnr:	9425200
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Totalt ammoniak Chemkeys, intervall 0,05–1,5 mg/L NH₃-N. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Mätområde:	0,05 - 1,50 mg/L NH ₃ -N
Parameter:	Totalt ammoniak
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.