



## Nitrit Chemkey-reagenter (25 tester)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b>     | <b>9429300</b> |
| SEK Pris:             | Kontakta oss   |
| Skickas inom 2 veckor |                |

Nitrit Chemkeys, intervall 0,005–0,6 mg/L NO<sub>2</sub>-N. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

---

### Specifikationer

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Instrument:                | SL1000                                |
| Mätområde:                 | 0,005 - 0,600 mg/L NO <sub>2</sub> -N |
| Parameter:                 | Nitrit                                |
| Plattform:                 | Chemkeys                              |
| Volym/förpackningsstorlek: | 25/förp.                              |