



Påfyllningssats med 4 förmonterade 2956A-membran för A1100-syregivare med endast 33051-xT-lock

Produktnr:

2956A-AT

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Innehåller elektrolyt, o-ringar, bomullsfilter och rengöringsverktyg.

Specifikationer

Instrument:

Orbisphere A1100-S00T O2-givare, Orbisphere GA2x00-S00T O2-givare

Lagringsförhållanden:

Förvara på en torr plats i rumstemperatur

Parameter:

O2