



Be Right™



## Kyvett-test Permanganat index 0,5 - 10 mg/L O<sub>2</sub> (CODMn)

**Produktnr:** LCK394  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Tillgänglig**

### LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

### Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Strekkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

---

## Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Permanganat index (CODMn)
Instrument:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	0,5 - 10 mg/L O <sub>2</sub>
Metodnamn:	ISO 8467
Parameter:	CODMn
Plattform:	LCK
Serviceintervall:	12 månader från produktionsdatum
Standard method:	ISO 8467
Uppslutning krävs:	Ja