



Reagenssats för fritt ammoniak, 50 tester

Produktnr:

2879200

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Förbättrad reagenssats för sekventiell mätning av fritt ammoniak och monokloramin med indofenolmetoden. Ersätter 2879700.

Kräver ny procedur (se fliken Reagens/procedur) och uppdatering av instrumentprogramvara (se Filhämtningar>Övrigt>Produktmeddelande - monokloramin och fritt ammoniak).

HACH-metod 10200 s Områden: 0,04 - 4,50 mg/L Cl₂ och 0,02 - 0,50 mg/L NH₃-N. Satsen innehåller reagens för cirka 50 tester.

Specifikationer

Antal tester :	50
Instrument:	Alla utom DR/820
Mätområde:	0,02 - 0,50 mg/L NO ₃ -N
Metodnamn:	Indofenol
Metodnummer:	10200