



Be Right™



## Flaskpaket, 1x 20 liter polyeten, för kyld provtagare för alla väder

**Produktnr:** AW010060  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Inget leveransdatum anges**

AWRS provtagningsflaskpaket, med (1) 20 L polyetenflaska med lock, full flaskavstängning och slangstöd.

---

### Specifikationer

Vad ingår i leveransen: Flaska P/N 6494, Slangstöd P/N 8838, Avstängning av helflaska P/N 8847

---

### Vad finns i förpackningen

Flaska P/N 6494, Slangstöd P/N 8838, Avstängning av helflaska P/N 8847