



COD-kyvetttest, 5-60 mg/L O₂, 25 tester

Produktnr:

LCK1414

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkod för automatisk igenkänning i fotometern och Truecal kalibrering

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Kemiskt syrebehov
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	5.0 - 60 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat
Parameter:	COD
Plattform:	LCK
Truecal:	Ja
Uppslutning krävs:	Ja