



pH-buffertlösning, pH 4,01, 500 mL

Produktnr: 2283449.99
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kvalitetsbuffertlösning, röd färgkodning för enkel identifiering. Spårbarhet till NIST. pH är $4,01 \pm 0,02$ vid 25 °C.

Specifikationer

Beskrivning:	Buffertlösning (röd färgkodning) (NIST)
Färgkodad?:	Ja
Koncentration:	$4,01 \pm 0,02$ pH
Package settings:	Flaska
Parameter:	pH
pH Värde(n):	4.01
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL