



Be Right™



pH-buffertlösning, pH 10,01 (500 mL)

Produktnr: 2283649.99
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kvalitetsbuffertlösning, blå färgkodning, spårbarhet till NIST.

Specifikationer

Beskrivning:	pH-buffertlösning, färgkodning, pH 10,01 (blå)
Färgkodad?:	Ja
Koncentration:	10,01 pH ± 0,02 pH vid 25 °C
Parameter:	pH
pH Värde(n):	10.01
Plattform:	Lösning
Serviceintervall:	12 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL