



Löst Järn Chemkey-reagenser (25 tester)

Produktnr:	8636000
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Löst Järn Chemkeys, mätområde 0,05 - 3,00 mg/L Fe. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Mätområde:	0,05 - 3,00 mg/L Fe
Parameter:	Löst Järn
Plattform:	Chemkeys
Vad ingår i leveransen:	25 Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.

Vad finns i förpackningen

25 Chemkeys