



Högt område Total alkalinitet Chemkey-reagenser (25 tester)

Produktnr: 8636100
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Högt område Total alkalinitet Chemkeys, mätområde 200 - 700 mg/L. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Mätområde:	200 - 700 mg/L CaCO_3
Metodnamn:	Colorimetric
Metodnummer:	10283
Parameter:	Alkalinitet, Total
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.