



Lågt Område Hårdhet Chemkey-reagenser (25 tester)

Produktnr:	8636400
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Lågt Område Hårdhet Chemkeys, mätområde 3 - 100 mg/L. För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Mätområde:	3 - 100 mg/L CaCO_3
Parameter:	Hårdhet
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.