



Reagenssats klor/ozon, 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl₂

Produktnr:

LCW510

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Fritt klor/totalklor och ozon, två mätområden
Mätområde:	0.03 - 0.4 mg/L Cl ₂ /O ₃ (50 mm rektangulär kyvett)
Metodnamn:	DPD
Parameter:	Klor/ozon
Reference method:	ISO 7393-2
Specialkommentarer:	För högt område: LCW906, för lågt område LZP341