



Idrifttagning BioTector B7000 TOC-analysator

Produktnr: S-XCOMM-B7TOC

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Med Hach idrifttagningsservice får du total funktionalitet och optimal instrumentprestanda från allra första början. I detta ingår inte bara idrifttagning, instruktioner och utbildning av driftpersonal utan även att 24-månaders fabriksgarantin börja gälla från och med idrifttagningen istället för leveransdatumet.

I avgiften ingår:

- Idrifttagning och utbildning
- Resekostnader

Specifikationer

Vad ingår i leveransen:

Med Hach idrifttagningsservice får du total funktionalitet och optimal instrumentprestanda från allra första början. I detta ingår inte bara idrifttagning, instruktioner och utbildning av driftpersonal utan även att 24-månaders fabriksgarantin börja gälla från och med idrifttagningen istället för leveransdatumet.

I avgiften ingår:

- Idrifttagning och utbildning
- Resekostnader

Vad finns i förpackningen

Med Hach idrifttagningsservice får du total funktionalitet och optimal instrumentprestanda från allra första början. I detta ingår inte bara idrifttagning, instruktioner och utbildning av driftpersonal utan även att 24-månaders fabriksgarantin börja gälla från och med idrifttagningen istället för leveransdatumet. I avgiften ingår: • Idrifttagning och utbildning • Resekostnader