



Kemikaliereagenser för fri ammoniak (låda med 25)

Produktnr: 9429500

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Free Ammonia Chemkeys, range 0.05 - 0.5 mg/L NH₃-N. For SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Instrument:	SL1000 Portable Parallel Analyser
Mätområde:	0.05 - 0.50 mg/L NH ₃ -N
Parameter:	Ammonia, Free
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	pk/25