



Påfyllningslösning, referens, 1 M KNO₃, 59 mL

Produktnr: 28564026
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Påfyllningslösning för elektrodreferenselement, kaliumnitrat (KNO₃), 1 M, 59 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:	MTC306
Formula:	KNO ₃ 1 M
Solution Type:	Påfyllning
Vad ingår i leveransen:	Lösning, 59 mL
Volym/förpackningsstorlek:	59 mL

Vad finns i förpackningen

Lösning, 59 mL