



Ammonium & ammoniak och monokloramin Chemkey-reagenser (25 tester vardera)

Produktnr: 8791900
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Ammoniak & ammonium och monokloramin Chemkeys, intervall: 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ ammoniak) / 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (ammonium, med maximalt 0,50 mg/L ammoniak) och 0,04 - 4,0 mg/L Cl_2 (monokloramin). För SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Specifikationer

Kit Option:	Free & Total Ammonia, and Monochloramine
Mätområde:	Ammoniak: 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ Ammonium: 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (med maximalt 0,50 mg/L ammoniak)
Parameter:	Monokloramin: 0,04 - 4,00 mg/L Cl_2 Ammonium och ammoniak Monokloramin
Plattform:	Chemkeys
Volym/förpackningsstorlek:	50/förp. (25 tester vardera)