



Manganreagenssats, 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Produktnr:

LCW632

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Cyanidfritt reagensset för bestämning av Mangan med TMB-metoden

Specifikationer

Antal tester :	50
Instrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Lagringsförhållanden:	4 - 8 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	Ultralågt område
Metodnamn:	TMB
Parameter:	Mangan
Plattform:	LCW
Specialkommentarer:	rektangulär 50 mm-kyvett, LZP341, krävs