



Titreringsstillämpningspaket, dryck: pH, total syrahalt i läsk, öl och kombucha, enkel spruta, 25 ml

Produktnr: AP0025.AT1102

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Tillämpningspaket för att avgöra pH och total syrahalt i läsk, öl och kombucha. Passar TitraLab AT1000-serien, automatisk titrator modell AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Food & Beverage
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	pH, total syrahalt
Syringe:	Single
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Tillämpningspaketet innehåller en pH-sond, USB-nyckel med förprogrammerade program, bågare i polypropylen, magnetomrörare, flaskproppar, konisk adapter och en (1) högprecisionsspruta i glas på 25 ml med sprutring.

AT1000-instrument och reagenser säljs separat.

Vad finns i förpackningen

Tillämpningspaketet innehåller en pH-sond, USB-nyckel med förprogrammerade program, bågare i polypropylen, magnetomrörare, flaskproppar, konisk adapter och en (1) högprecisionsspruta i glas på 25 ml med sprutring. AT1000-instrument och reagenser säljs separat.